


# ナノエマルジョン製造装置

## Nano-emulsion Manufacturing Systems

最小平均粒子径 50nmのナノエマルジョンを製造できます。スケールアップが容易、用途に応じて攪拌・加熱・冷却等を加えられるオーダーメイドシステムです。循環式・小量タイプは、貴重サンプルの乳化に最適です。

### ガス加圧型



### 循環式



### OPTION



膜乳化装置・膜透過装置はご使用目的に合わせた受注生産です。お気軽にご相談ください。

株式会社  
キヨモトテックイチ  
Kiyomoto  
TECH I